

Поликлональное Антитело Против Wipf1 Для Вб, Игг-П, Ифа — O43516

Артикул: CM0023256



введение

Кроличье поликлональное антитело к WIPF1, валидированное для ВБ, ИГГ-П, ИФА. Распознает WIPF1 человека, мыши и крысы. Рекомбинантный иммуноген из аминокислотных остатков 400-500. Идеально подходит для исследований актинового цитоскелета и иммунологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	WIPF1 Кроличье пАт
Примечания/Альтернативные названия	WIP; WAS2; PRPL-2; WASPIP; WIPF1
Вид	Человек
GeneID	7456 (человек)
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГГ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O43516
Молекулярная масса белка	51 кДа
Доставка	Холодильный пакет