

Кроличыи Моноклональные Антитела Против Wipi1 Для Вестерн-Блота, Ифа - Q5Mnz9

Артикул: CM0008274

введение

Высокоспецифичные кроличьи моноклональные антитела против человеческого WIP1, валидированные для Вестерн-блота и ИФА. Обнаруживают полосу размером 49 кДа, обладают перекрестной реактивностью с мышиными и крысиными белками. Идеально подходит для исследований аутофагии и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи моноклональные антитела против WIP1
Примечания/Альтернативные названия	ATG18; ATG18A; WIP149; WIP1
Вид	Человек
ID гена (человек)	55062
ID гена	55062
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q5MNZ9
Молекулярная масса белка	49 кДа
Доставка	Холодовой пакет