

Кроличья Поликлональная Антитело Против Wip1 Для Wb, Elisa - Q5Mnz9

Артикул: CM0028704

введение

Кроличья поликлональная антитело против WIP1 (Q5MNZ9) валидирована для Вестерн-блоттинга и ИФА, обладает перекрестной реактивностью с человеческим, мышиным и крысиным белком. Идеально подходит для исследований аутофагии и поиска сырья для производства ИВД.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	WIP1 кроличья поликлональная антитело
Примечания/Алиасы	ATG18; ATG18A; WIP149; WIP1
Вид	Человек
ID гена (человек)	55062
ID гена	55062
Иммуноген	Рекомбинантный слизистый белок, содержащий последовательность аминокислот 187–446 человеческого WIP1 (NP_060453.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q5MNZ9
Молекулярная масса белка	49кДа
Доставка	Сухой лед/холодовая упаковка