

Поликлональные Антитела Против Wisp2 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O76076

Артикул: CM0026231

введение

Кроличьи поликлональные антитела против WISP2, валидированные для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Нацелены на человеческий WISP2 (CCN5), секретируемый белок, участвующий в костном обмене и клеточной адгезии. Перекрестная реакция с мышью и крысой.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	WISP2 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	CT58; WISP2; CTGF-L
Вид	Человек
GeneID	8839
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 164-250 человеческого WISP2 (NP_003872.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O76076
Молекулярный вес белка	27кДа
Доставка	Сумка со льдом