

Поликлональное Антитело Кролика Против Wisp2 Для Вб, Иф/Икк, Ифа — 076076

Артикул: CM0013450

введение

Поликлональное антитело кролика против WISP2, валидированное для ВБ, ИФ/ИКК, ИФА, реагирует с человеческим, мышинным и крысиным белком; нацелено на белок CCN5 (27 кДа), участвующий в костном ремоделировании и клеточной адгезии. Идеально подходит для исследований сигнализации остеобластов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	WISP2 кроличье поликлональное антитело
Примечания/Синонимы	CT58; WISP2; CTGF-L
Вид	Человек
ID гена (человек)	8839
ID гена	8839
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотным остаткам 151–250 человеческого WISP2 (NP_003872.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	076076
Молекулярная масса белка	27 кДа
Доставка	Холодильный пакет