

Поликлональные Антитела Кролика Против Wls Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q5T9L3

Артикул: CM0020167



введение

Поликлональные антитела кролика против человеческого WLS (GPR177/EVI), валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеально подходят для исследований Wnt-сигналинга, внутриклеточного транспорта белков и развития. Поддерживаются качественным sourcing от CamelBio.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	WLS кролик pAb
Примечания/Псевдоним	EVI, MRP, ZKS, GPR177, mig-14, C1orf139, WLS
Вид	Человек
GeneID (Человек)	79971
GeneID	79971
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 43-232 человеческого WLS (NP_001002292.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q5T9L3
Молекулярный вес белка	62кДа
Доставка	Сумка со льдом