

Моноклональное Антитело Против Wnk1 Для Вестерн-Блоттинга - Q9H4A3

Артикул: CM0004291

введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий WNK1 (Q9H4A3). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА; перекрестно реагирует с мышинным белком. Идеально подходит для исследования сигналинга киназы WNK1 в регуляции артериального давления и ионного транспорта.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	WNK1 Rabbit mAb
Примечания/Альтернативные названия	KDP; PSK; p65; HSN2; HSN2; PRKWNK1; PPP1R167; WNK1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	65125
Иммуноген	Синтетический пептид - синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого WNK1 (Q9H4A3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q9H4A3
Молекулярная масса белка	251 кДа
Условия доставки	В термопакете со льдом