


Анти-Wnk1 Кроличий Поликлональный Антитело Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9H4A3

Артикул: CM0017583



введение

Кроличий поликлональный антитело, направленное против человеческого WNK1 (KDP, p65, HSN2), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА, с перекрестной реактивностью на мышь и крысу. Подходит для исследований ионного гомеостаза, регуляции артериального давления и клеточного объемного ответа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Описание
Название продукта	WNK1 кроличий pAb
Примечания/Псевдонимы	KDP; PSK; p65; HSN2; HSN2; PRKWINK1; PPP1R167; WNK1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	65125
ID гена	65125
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-210 человеческого WNK1 (NP_055638.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q9H4A3
Молекулярный вес белка	251кДа
Доставка	Сумка со льдом