

## Кроличья Поликлональная Антитела Против Wnk3 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - Q9Byp7

Артикул: CM0016512



### введение

Кроличьи поликлональные антитела к WNK3, валидированные для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ELISA. Определяют WNK3 человека, мыши, крысы. Идеальны для изучения электролитного гомеостаза и регуляции объема клеток. Из портфеля сырья для ИВД от CamelBio.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                           |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | WNK3 Кроличьи pAb                                                                                                                  |
| Примечания/Альтернативные названия | PRKWNK3; WNK3                                                                                                                      |
| Вид                                | Человек                                                                                                                            |
| GeneID (Человек)                   | 65267                                                                                                                              |
| GeneID                             | 65267                                                                                                                              |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 500-600 белка WNK3 человека (NP_065973.2) |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                             |
| Категория                          | Поликлональные антитела                                                                                                            |
| Применение                         | Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ELISA                                                                       |
| Перекрестная реактивность          | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                               |
| SWISS                              | Q9BYP7                                                                                                                             |
| Молекулярная масса белка           | 198 кДа                                                                                                                            |
| Условия доставки                   | В пакете со льдом                                                                                                                  |