

Кроличья Поликлональная Антитела Против Wnt1 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Икц, Ифа - P04628

Артикул: CM0023178

введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого белка WNT1, валидированы для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИКЦ и ИФА. Перекрестно реагируют с белками мыши и крысы. Идеальны для исследований сигнального пути Wnt, нейроразвития и биологии костной ткани.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	WNT1 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	INT1; OI15; BMND16; WNT1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	7471
ID гена	7471
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 231-370 человеческого белка WNT1 (NP_005421.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИКЦ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P04628
Молекулярная масса белка	41 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом