

Поликлональные Антитела Против Wnt10A Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Gzt5

Артикул: CM0015837

введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого WNT10A, подходящие для Вестерн-блоттинга и ИФА. Валидированы для человека, мыши и крысы. Идеальны для исследований сигнального пути Wnt, эктодермальной дисплазии и развития зубов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	WNT10A Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	OODD; SSPS; ECTD16; STHAG4; WNT10A
Вид	Человек
GeneID (Человек)	80326
GeneID	80326
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9GZT5
Молекулярная масса белка	46кДа
Доставка	В ледяном пакете