

Кроличье Моноклональное Антитело Против Wnt16 Для Вестерн-Блоттинга, Elisa - Q9Ubv4

Артикул: CM0002754

введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий белок Wnt16 (WNT16). Валидировано для вестерн-блоттинга и ELISA с перекрестной реактивностью к мышинному и крысиному белку. Идеально для изучения сигналинга развития и пути Wnt.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Wnt16 Кроличье моноклональное антитело (mAb)
Примечания/Альтернативные названия	WNT16
Вид	Человек
GeneID (человек)	51384
GeneID	51384
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого белка Wnt16 (Q9UBV4)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UBV4
Молекулярная масса белка	41 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом