

Моноклональное Антитело Кролика Против Wnt2 (Вб, Ифа) - P09544

Артикул: CM0006647

введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело против человеческого WNT2, валидированное для Вестерн-блота и ИФА. Обладает перекрестной реактивностью с мышинными и крысиными гомологами. Подходит для исследований сигнального пути Wnt и биологии развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	WNT2 кроличье мкАт
Примечания/псевдонимы	IRP; INT1L1; WNT2
Вид	Человек
ID гена (человек)	7472
ID гена	7472
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в составе аминокислот 231-330 человеческого WNT2 (NP_003382.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P09544
Молекулярная масса белка	40 кДа
Доставка	Холодовой пакет