

Поликлональное Антитело Кролика Против Wnt2 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P09544

Артикул: CM0028769

введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на человеческий белок WNT2, подходит для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФА. Перекрестно реагирует с белками мыши и крысы. Идеально для исследований сигнального пути Wnt, эмбрионального развития и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика против WNT2 (pAb)
Примечания/Альтернативные названия	IRP; INT1L1; WNT2
Вид	Человек
Идентификатор гена	7472
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 26-360 человеческого белка WNT2 (NP_003382.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), Иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS-PROT	P09544
Молекулярная масса белка	40 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом