

Моноклональные Антитела Против Wnt2B Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q93097

Артикул: CM0003376

введение

Рекомбинантные кроличьи моноклональные антитела против WNT2B (WNT13), валидированные для WB и ELISA. Обнаруживают WNT2B человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований сигнального пути Wnt и развития легких.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	WNT2B Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	WNT13; WNT2B
Вид	Человек
GeneID (человек)	7482
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 200-300 человеческого WNT2B (Q93097)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q93097
Молекулярный вес белка	44кДа
Доставка	В ледяном пакете