

Моноклональное Анти-Wnt3A Антитело Для Wb, Ip, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P56704

Артикул: CM0009692



введение

Кроличье моноклональное антитело против белка WNT3A человека, валидированное для WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P и ELISA.

Перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеально подходит для исследований сигнального пути Wnt и биологии развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	WNT3a Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	WNT3A
Вид	Человек
GeneID (Человек)	89780
GeneID	89780
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P56704
Молекулярный вес белка	39кДа
Доставка	Сумка-холодильник