

## Поликлональное Антитело Против Wnt4 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P56705

Артикул: CM0027524

### введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого WNT4, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагирует с белком человека, мыши и крысы. Идеально для изучения развития мочеполовой системы и легких.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                |
|------------------------------------|-------------------------|
| Название продукта                  | WNT4 Кроличье пАт       |
| Примечания/Альтернативные названия | WNT-4; SERKAL; WNT4     |
| Вид                                | Человек                 |
| GeneID (Человек)                   | 54361                   |
| GeneID                             | 54361                   |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный белок    |
| Источник                           | Кролик                  |
| Категория                          | Поликлональные антитела |
| Применение                         | Вестерн-блоттинг, ИФА   |
| Перекрестная реактивность          | Человек, Мышь, Крыса    |
| SWISS                              | P56705                  |
| Молекулярная масса белка           | 39 кДа                  |
| Условия доставки                   | В пакете со льдом       |