

Моноклональное Антитело Против Wnt5A Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Elisa - P41221

Артикул: CM0002578

введение

Рекомбинантное моноклональное антитело кролика против человеческого WNT5A. Валидировано для вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P), иммуноферментного анализа (ELISA). Специфично к человеческому WNT5A, молекулярная масса 42 кДа. Подходит для исследований сигнального пути Wnt и биологии развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	WNT5A Rabbit mAb
Примечания/Альтернативные названия	hWNT5A, WNT5A
Вид	Человек
GenelD	7474
Иммуноген	Синтетический пептид (аминокислоты 281-380 человеческого WNT5A, P41221)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональное антитело
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИГХ на парафиновых срезах (IHC-P), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P41221
Молекулярная масса белка	42 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом