

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Wnt5A Для Wb — P41221

Артикул: CM0017412

введение

Поликлональное кроличье антитело, нацеленное на человеческий WNT5A (а.к. 116–215), валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Распознаёт WNT5A человека, мыши и крысы — ключевой лиганд сигнального пути Wnt, участвующий в развитии и онкогенезе.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к WNT5A
Примечания/синонимы	hWNT5A; WNT5A
Вид	Человек
GeneID (человек)	7474
GeneID	7474
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 116–215 человеческого WNT5A (NP_003383.4).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P41221
Молекулярная масса белка	42 кДа
Условия транспортировки	Хладагент