

Кроличье Поликлональное Антитело Против Wnt5B Для Вестерн1. Блоттинга (Wb), Иммуногистохимии На Парафиновых Срезах (Ihc-P), Ифа (Elisa) - Q9H1J7

Артикул: CM0028869

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий белок WNT5B (SWISS: Q9H1J7). Валидировано для методов WB, IHC-P, ELISA на образцах человека, мыши, крысы. Идеально для исследований сигнального пути Wnt и процессов развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к WNT5B (WNT5B Rabbit pAb)
Примечания/Альтернативные названия	WNT5B
Вид	Человек
GenelD (Человек)	81029
GenelD	81029
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 100-200 человеческого белка WNT5B (NP_110402.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), Иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9H1J7
Молекулярная масса белка	40 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом