

Кроличья Поликлональная Антитела Против Wnt9A Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - O14904

Артикул: CM0025473

введение

Кроличьи поликлональные антитела CamelBio против WNT9A, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА, распознают человеческий, мышиный и крысиный белок WNT9A — лиганд сигнального пути Wnt, критически важный для развития костей и целостности суставов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи pAb против WNT9A
Примечания/Альтернативные названия	WNT14; WNT9A
Вид	Человек
ID гена (Человек)	7483
ID гена	7483
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 250-350 человеческого белка WNT9A (NP_003386.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O14904
Молекулярная масса белка	40 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом