

Кроличья Поликлональная Антитела Против Wrap53 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Bur4

Артикул: CM0020653



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого белка WRAP53 (TCAB1), для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагируют с мышиным белком. Идеальны для исследований в области биологии теломер, телец Кахаля и репарации ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела против WRAP53
Примечания/Альтернативные названия	DKCB3; TCAB1; WDR79; WRAP53
Вид	Человек
GeneID (Человек)	55135
GeneID	55135
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 62-160 человеческого белка WRAP53 (NP_060551.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q9BUR4
Молекулярная масса белка	59 кДа
Условия доставки	В термосумке со льдом