

Кроличья Поликлональная Антитело Против Wrn Для Вб, Ифа — Q14191

Артикул: CM0025599



введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого WRN, валидированная для вестерн-блоттинга и ИФА. Нацелена на С-концевую область (аа 1223-1432) хеликазы/экзонуклеазы синдрома Вернера, идеально подходит для исследований репарации ДНК и стабильности генома.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	WRN Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	RECQ3; RECQL2; RECQL3; WRN
Вид	Человек
ID гена (человек)	7486
ID гена	7486
Иммуноген	Рекомбинантный сливанный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1223-1432 человеческого WRN (NP_000544.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q14191
Молекулярная масса белка	162 кДа
Доставка	Сумка-холодильник