

Поликлональное Антитело Кролика Против Wsb1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Y6I7

Артикул: CM0013988



введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого белка WSB1, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Распознает белок WSB1, содержащий WD-повторы и SOCS-бокс, компонент E3 убиквитинлигазного комплекса, участвующий в протеасомной деградации. - Q9Y6I7

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика против WSB1
Примечания/Альтернативные названия	SWIP1; WSB-1; WSB1
Вид	Человек
GeneID (человек)	26118
GeneID	26118
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 182-421 человеческого белка WSB1 (NP_056441.6)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9Y6I7
Молекулярная масса белка	47 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом