

Кроличья Моноклональная Антитела К Wstf Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Uig0

Артикул: CM0008715



введение

Кроличья моноклональная антитела к WSTF для применений в Вестерн-блоттинге и ИФА. Распознает WSTF человека, мыши и крысы. Подходит для исследований ремоделирования хроматина и ответа на повреждение ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья моноклональная антитела к WSTF
Примечания/Алиасы	WSTF; WBSCR9; WBSCR10
Вид	Человек
GeneID (человек)	9031
GeneID	9031
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого WSTF (Q9UIG0)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9UIG0
Молекулярная масса белка	171 кДа
Доставка	Хладоэлемент