


Поликлональные Антитела Против Wt1 Для Wb, Ihc-P, Elisa - P19544

Артикул: CM0015445



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого WT1, валидированные в WB, IHC-P и ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеально подходят для изучения регуляции транскрипции и биологии рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	WT1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	GUD; AWT1; WAGR; WT-1; WT33; NPHS4; WIT-2; WT1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7490
GeneID	7490
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-302 человеческого WT1 (NP_001185480.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P19544
Молекулярный вес белка	49 кДа
Доставка	Сумка со льдом