

Анти-Wt1 Кроличий Моноклональный Антитело Для Wb, Ihc-P, Elisa - P19544

Артикул: CM0005541



введение

WT1 кроличий моноклональный антитело (P19544), валидированный для WB, IHC-P, ELISA. Распознает белок WT1 человека, мыши и крысы. Рекомбинантный иммуноген. Подходит для изучения уrogenитального развития и функций супрессора опухолей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	WT1 кроличье mAb
Примечания/Псевдоним	GUD; AWT1; WAGR; WT-1; WT33; NPHS4; WIT-2; WT1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7490
GeneID	7490
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 60-250 человеческого WT1 (P19544).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P19544
Молекулярный вес белка	49кДа
Доставка	Сумка со льдом