

Моноклональное Антитело Против Wtap Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q15007

Артикул: CM0004348



введение

Кроличье моноклональное антитело к WTAP для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии парафиновых срезов (IHC-P) и ИФА (ELISA). Распознает антигены человека, мыши и крысы. Нацелено на регулятор сплайсинга пре-мРНК, участвующий в метилировании m6A и клеточном цикле. Идеально подходит для исследований в области IVD.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	WTAP Rabbit mAb
Примечания/Альтернативные названия	Mum2; WTAP
Вид	Человек
GeneID	9589
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 212-355 человеческого WTAP (NP_004897.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q15007
Молекулярная масса белка	44кДа
Доставка	С ледяным пакетом