

Поликлональное Антитело Anti-Wtap Для Wb, If/Icc, Elisa — Q15007

Артикул: CM0018094



введение

Поликлональное кроличье антитело, направленное против человеческого WTAP, валидированное для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции и ELISA. Обнаруживает WTAP человека, мыши и крысы; подходит для исследований метилирования m6A и регуляции сплайсинга.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	WTAP Rabbit pAb
Примечания/синоним	Mum2; WTAP
Вид	Человек
Идентификатор гена	9589
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 212-355 человеческого WTAP (NP_004897.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q15007
Молекулярная масса белка	44 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом