

Кроличья Поликлональная Антитело К Wwc1 (Kibra) Для Вб, Игк-П, Ифа — Q8Ix03

Артикул: CM0022480



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело к человеческому WWC1 (KIBRA), валидированное для ВБ, ИГК-П и ИФА. Реагирует с пробами человека, мыши и крысы, подходит для исследования сигнального пути Хиппо и когнитивных функций.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	WWC1 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	KIBRA; HVEBP3; HVEBP36; MEMRYQTL; PPP1R168; WWC1
Вид	Человек
ID гена (человек)	23286
ID гена	23286
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 290-426 человеческого WWC1 (NP_056053.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГК-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q8IX03
Молекулярная масса белка	125 кДа
Доставка	Холодильный пакет