

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Wwc2 Для Wb, Ihc-P, Elisa — Q6Awc2

Артикул: CM0020710

введение

Аффинно очищенное поликлональное кроличье антитело, нацеленное на белок WWC2 (BOMB) человека, валидированное для WB, IHC-P и ELISA. Выявляет WWC2 человека, мыши и крысы — регулятор сигнального пути Hippo. Поставляется на льду.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	WWC2 Rabbit pAb
Примечания/синоним	BOMB; WWC2
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	80014
Идентификатор гена	80014
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 160–430 белка WWC2 человека (NP_079225.5)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q6AWC2
Молекулярная масса белка	134 кДа
Условия доставки	Пакет со льдом