


Кроличья Поликлональная Антитело К Wwp1 Для Вестерн-Блота, Ифа - Q9H0M0

Артикул: CM0028114



введение

Кроличья поликлональная антитело против WWP1 — E3 убиквитин-протеин лигазы семейства NEDD4, участвующей в процессах убиквитинирования и протеасомной деградации. Подходит для использования в Вестерн-блоттинге и ИФА, реагирует с образцами человека, мыши и крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	WWP1 кроличья pАнт
Примечания/Алиасы	AIP5; Tiul1; hSDRP1; WWP1
Вид	Человек
ID гена (человек)	11059
ID гена	11059
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-260 человеческого WWP1 (NP_008944.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9H0M0
Молекулярная масса белка	105 кДа
Доставка	С ледяным пакетом