

Поликлональное Кроличье Антитело К Wwp2 Для Вб И Ифа - 000308

Артикул: CM0024031



введение

Поликлональное кроличье антитело к WWP2, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Направлено на человеческий WWP2 (Е3 убиквитин-протеин лигаза, подобная NEDD4) — ключевой регулятор убиквитинирования и протеасомной деградации в стволовых и Т-клетках.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	WWP2 Rabbit pAb
Примечания/псевдонимы	AIP2, WWp2-like, WWP2
Вид	Человек
ID гена	11060 (человек)
Иммуноген	Рекомбинантный сливаемый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 151–400 человеческого WWP2 (NP_001257383.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	000308
Молекулярная масса белка	99 кДа
Доставка	Холодильный пакет