

Моноклональное Антитело Против
Ксантиндегидрогеназы/Оксидазы (Xdh) Для Вб, Игх-П, Ифа
— P47989

Артикул: CM0007100



введение

Кроличье моноклональное антитело к человеческой ксантиндегидрогеназе/оксидазе (XDH), валидированное для применения в ВБ, ИГХ-П и ИФА. Реагирует с антигенами человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований пуринового метаболизма и генерации АФК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Ксантинооксидаза (XDH) кроличья PolymAb®
Примечания/алиасы	XO; XOR; XAN1
Вид антигена	Человек
GeneID (человек)	7498
GeneID	7498
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1000-1100 человеческой ксантинооксидазы (XDH). (NP_000370.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P47989
Молекулярная масса белка	146 кДа
Доставка	Хладоэлемент