

Кроличье Поликлональное Антитело Против Ксантиноксидазы (Xdh) Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P47989

Артикул: CM0013590



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческую ксантиноксидазу (XDH), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Идеально для изучения метаболизма пуринов и окислительного стресса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело против ксантиноксидазы (XDH)
Примечания/Альтернативные названия	XO; XOR; XAN1; Ксантиноксидаза (XDH)
Вид	Человек
ID гена (Человек)	7498
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 985-1084 человеческой ксантиноксидазы (XDH) (NP_000370.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P47989
Молекулярная масса белка	146 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом