

Кроличья Поликлональная Антитела Против Xcp1 Для Вестерн-Блоттинга И Elisa - B6Tic7

Артикул: CM0024196

введение

Кроличьи поликлональные антитела против кукурузного XCP1 (цистеиновая протеаза 5) для применения в Вестерн-блоттинге (WB) и ELISA. Распознают кукурузный XCP1, предсказанная масса 71 кДа, идеальны для исследования протеаз растений.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	XCP1 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	IDP105, GRMZM2G066326, XCP1, Cysteine protease5
Вид	Кукуруза
GeneID	100283433
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 157-377 кукурузного XCP1 (NP_001149806.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Кукуруза
SWISS	B6TIC7
Молекулярная масса белка	71 кДа
Доставка	В пакете со льдом