

Поликлональные Антитела Против Xcr1 Для Инс-Р И Ифа - P46094

Артикул: CM0020330



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого XCR1, валидированные для ИНС-Р и ИФА, с перекрестной реактивностью на крысу. Нацелены на хемокиновый XC-рецептор 1 (рецептор лимфотактина), участвующий в хемокиновой сигнализации. Подходят для приложений иммунообнаружения.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	XCR1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	GPR5; CCXCR1; XCR1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2829
GeneID	2829
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого XCR1 (NP_001019815.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ИНС-Р, ИФА
Перекрестная реактивность	Крыса
SWISS	P46094
Молекулярный вес белка	39 кДа
Доставка	Сумка со льдом