


Кроличья Моноклональная Антитело К Xiap (Верифицированное Ko) Для Вб, Ифа - P98170

Артикул: CM0002253



введение

Валидированное методом нокаута кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий XIAP (BIRC4/IAP3), с перекрестной реактивностью с мышью и крысой. Идеально подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА при изучении апоптоза, сигнального пути NF- κ B и путей убиквитинирования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидированное KO] Кроличье моноклональное антитело к XIAP
Примечания/Синонимы	API3; ILP1; MIHA; XLP2; BIRC4; IAP-3; hIAP3; hIAP-3; AP
Вид	Человек
ID гена (человек)	331
ID гена	331
Иммуноген	Рекомбинантный белок / рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-200 человеческого XIAP (NP_001158.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P98170
Молекулярная масса белка	57кДа
Доставка	Хладоэлемент