

Поликлональные Антитела Anti-Xk Для Вестерн-Блоттинга, Иф/Мфк, Ифа - P51811

Артикул: CM0017966

введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против XK (XKR1, антиген Kx). Подходят для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции и ИФА на образцах человека, мыши и крысы. Исследуйте функцию белка-адаптера мембраны ЭПР и рекрутирование VPS13A.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	XK Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	KX; NA; NAC; X1k; XKR1; XK
Вид	Человек
ID гена (Человек)	7504
ID гена	7504
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 59-138 человеческого XK (NP_066569.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P51811
Молекулярный вес белка	51кДа
Доставка	С ледяным пакетом