


Кроличья Поликлональная Антитело Против Хрс Для Вб - Q01831

Артикул: CM0024964



введение

Кроличья поликлональная антитело, нацеленная на белок человека ХРС (ХРЗ/RAD4/p125). Валидирована для Вестерн-блоттинга, ИНС-Р, ИП и ИФА. Идеально подходит для исследований нуклеотидной эксцизионной репарации и коактивации транскрипции. SWISS: Q01831.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ХРС кроличья поликлональная антитело
Примечания/псевдонимы	ХРЗ; RAD4; ХРСС; p125; ХРС
Вид	Человек
ID гена	7508
Иммуноген	Рекомбинантный белок, содержащий аминокислоты 700-940 человеческого ХРС (NP_004619.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИНС-Р, ИП, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q01831
Молекулярная масса белка	106 кДа
Доставка	Айс-пак