


Моноклональное Антитело Против Xpd/Ercc2 Для Wb, Ihc-P, Ифа — P18074

Артикул: CM0002103



введение

Кроличье моноклональное антитело против XPD/ERCC2 для вестерн-блоттинга, иммуногистохимии (на парафиновых срезах) и ИФА. Обладает перекрестной реактивностью с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Идеально подходит для исследования нуклеотидной эксцизионной репарации, сопряженной с транскрипцией, и функции комплекса TFIIH. Предсказанная молекулярная масса — 87 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи моноклональные антитела к XPD/ERCC2
Примечания/синонимы	EM9; TTD; XPD; TTD1; COFS2; TFIIH; XPD/ERCC2
Вид	Человек
ID гена (человек)	2068
ID гена	2068
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 600-700 человеческого XPD/ERCC2 (P18074)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ИHC-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P18074
Масса белка	87 кДа
Доставка	Хладоэлемент