


Поликлональное Антитело Против Xpd/Ercc2 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P18074

Артикул: CM0013103



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против XPD/ERCC2, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Идеально для изучения механизмов репарации ДНК и транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	XPD/ERCC2 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	EM9; TTD; XPD; TTD1; COF52; TFIIH; XPD/ERCC2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2068
GeneID	2068
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-180 белка XPD/ERCC2 человека (NP_001124339.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P18074
Молекулярная масса белка	87 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом