


Поликлональное Антитело Против Xpd/Ercc2 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - P18074

Артикул: CM0024817



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого белка XPD/ERCC2 (хеликаза TFIIH). Валидировано для применения в Вестерн-блоттинге (WB), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и ELISA. Перекрестно реагирует с белками человека и крысы. Идеально для исследований репарации повреждений ДНК и транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	XPD/ERCC2 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	EM9; TTD; XPD; TTD1; COFS2; TFIIH; XPD/ERCC2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	2068
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-300 человеческого XPD/ERCC2 (NP_001124339.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	P18074
Молекулярная масса белка	87 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом