


Поликлональное Антитело Anti-Хрнпер1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Nqw7

Артикул: CM0013806



введение

XPNPEP1 Rabbit pAb — это поликлональное антитело, нацеленное на человеческую Хаа-Pro аминопептидазу 1, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Оно перекрестно реагирует с мышиным белком и детектирует цитозольный белок массой 70 кДа, участвующий в деградации пептидов и метаболизме брадикинина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	XPNPEP1 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	APP1; SAMP; XPNPEP; XPNPEPL; XPNPEPL1; XPNPEP1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	7511
ID гена	7511
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 44-240 человеческого XPNPEP1 (NP_065116.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9NQW7
Молекулярная масса белка	70 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом