

Кроличыи Поликлональные Антитела К Xpnp2 Для Вестерн-Блота И Ифа - O43895

Артикул: CM0013819

введение

Кроличыи поликлональные антитела, нацеленные на XPNP2 (X-Pro аминопептидаза 2). Подходит для Вестерн-блота и ИФА, перекрестно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Получены против рекомбинантного эктодомена (аминокислоты 22-240). Полезны для исследований метаболизма брадикинина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	XPNP2 кроличьи пАт
Примечания/алиасы	APP2; AEACEI; XPNP2
Вид	Человек
ID гена (человек)	7512
ID гена	7512
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-240 человеческого XPNP2 (NP_003390.4)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	O43895
Молекулярная масса белка	76 кДа
Доставка	Холодовой пакет