

Поликлональные Антитела К Xpnper3 (Кролик) Для Wb, Elisa - Q9Nqh7

Артикул: CM0020429



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому XPNPEP3 (Xaa-Pro аминопептидаза 3), валидированные для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Обнаруживают человеческий и мышинный XPNPEP3; подходят для исследований митохондриальных пептидаз и сигнализации TNF.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	XPNPEP3 кроличьи поликлональные антитела
Примечания/Алиасы	XPNPEP3; APP3; ICP55; NPNPL1; X-пролил аминопептидаза 3
Вид	Человек
ID гена (человек)	63929
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 32-230 человеческого XPNPEP3 (NP_071381.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9NQH7
Молекулярная масса белка	31кДа/32кДа/48кДа/54кДа/57кДа
Доставка	Холодильный пакет