

Кроличья Поликлональная Антитело Против Хрнпер3 Для Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nqh7

Артикул: CM0014980



введение

Кроличья поликлональная антитела против XPNPER3 (APP3). Валидировано для WB, IF/ICC, ELISA; обнаруживает мишень у человека, мыши и крысы. Для исследований митохондриальной аминопептидазы, сигналинга TNF и нефронофтиза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	XPNPER3 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	APP3; ICP55; NPNPL1; XPNPER3
Вид	Человек
ID гена (человек)	63929
ID гена	63929
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-250 человеческого XPNPER3 (NP_071381.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9NQH7
Молекулярная масса белка	57 кДа
Доставка	С охлаждающим элементом