


Моноклональное Антитело Кролика Против Xrcc1 Для Wb, Elisa — P18887

Артикул: CM0011386



введение

Высококачественное моноклональное антитело кролика против XRCC1, валидированное для WB и ELISA. Обнаруживает XRCC1 человека, мыши и крысы — ключевой каркасный белок репарации одноцепочечных разрывов ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	XRCC1 Rabbit mAb
Примечания/синонимы	RCC; SCAR26; XRCC1
Вид	Человек
ID гена (человек)	7515
ID гена	7515
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P18887
Молекулярная масса белка	69 кДа
Условия транспортировки	Хладозлемент