


Поликлональное Кроличье Антитело Против Xrcc1 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P18887

Артикул: CM0013812



введение

Поликлональное кроличье антитело против XRCC1, валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Подходит для исследований репарации ДНК и одноцепочечных разрывов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к XRCC1
Примечания/синонимы	RCC; SCAR26; XRCC1
Вид	Человек
GeneID (человек)	7515
GeneID	7515
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 480-633 человеческого XRCC1 (NP_006288.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P18887
Молекулярная масса белка	69 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом