

Поликлональное Кроличье Антитело Против Xrcc3 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — O43542

Артикул: CM0019994



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого XRCC3 — ключевого белка репарации ДНК. Валидировано для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Идеально подходит для исследований гомологичной рекомбинации и геномной стабильности.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	XRCC3 кроличье пА
Примечания/псевдонимы	CMM6; XRCC3
Вид	Человек
ID гена (человек)	7517
ID гена	7517
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 62–346 человеческого XRCC3 (NP_001093588.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O43542
Молекулярная масса белка	38 кДа
Доставка	Айс-пак